

9085

9206



B/T/H: 84/90/104
Bezug: Hit hasel



Bezug: 14 Lavanova Longlife platin

	B	T	H	SH	ST
Mini-Mini 25:	73	83	103	42	49
Mini 26:	73	86	110	48	50
Midi 28:	78	86	110	48	50



Das Funktions-
Quartett



L - Basic = *getrennte* Verstellung der Rückenlehne und der Fußteile durch Gewichtsverlagerung.



E - Elektro = stufenlose Verstellung der Rückenlehne und des Fußteils durch einen 24 Volt Motor.



G - Aufstehhilfe = stufenlose Verstellung der Rückenlehne, des Fußteils und der Aufstehhilfe durch einen 24 Volt Motor.



Z - 2 Motoren = *getrennte* Verstellung durch einzelne 24 Volt Motoren von Rücken und Fußstütze.



Y - 2 Motoren mit Aufstehhilfe
voneinander *getrennte* Verstellung der Fußstütze und der Rückenlehne und zusätzlicher Aufstehhilfe-Funktion mit Niedervolt-Elektromotor



L - Basic = *getrennte* Verstellung der Rückenlehne und der Fußteile durch Gewichtsverlagerung.



E - Elektro = stufenlose Verstellung der Rückenlehne und des Fußteils durch einen 24 Volt Motor.



G - Aufstehhilfe = stufenlose Verstellung der Rückenlehne, des Fußteils und der Aufstehhilfe durch einen 24 Volt Motor.



Z - 2 Motoren = *getrennte* Verstellung durch einzelne 24 Volt Motoren von Rücken und Fußstütze.